



Instruções para agitação do recipiente para CORREÇÃO DO SOLO | CORREÇÃO ORGÂNICA DO SOLO | TRATAMENTO FOLIAR FX

IMPORTANTE PARA LER

Se uma camada persistente permanecer no interior do recipiente após a agitação, não há motivo para preocupação. PhycoTerra® é um produto inerte à base de microalgas, e esse resíduo não afetará o desempenho no tanque ou no campo.

Etapas fáceis

NO USO INICIAL

Para agitação de recipientes de 250 galões, certifique-se de que o eixo de mistura não exceda 32" e que a potência do misturador seja de no mínimo 0,5 hp. Limpe o eixo e a lâmina antes de usar. Para uma compactação mínima, agite por 20 minutos. Para uma compactação observável, agite por um mínimo de 30 minutos.

OBSERVAÇÃO

Se o recipiente não for utilizado na totalidade na primeira utilização, continue com as etapas 1 a 3 abaixo antes de cada utilização diária até que o recipiente esteja esgotado.

ETAPA 1

Antes de cada utilização, agite o conteúdo. É normal que ocorra alguma sedimentação dentro do recipiente.

ETAPA 2

Agite usando um eixo misturador ou recircule com uma bomba de circulação. Isso ajudará a reconstituir o produto em soluções.

ETAPA 3

Esvazie o conteúdo do recipiente no tanque e repita os passos 1 a 3 até que o produto se esgote.